

Les zones d'application d'ACUPOINT 36

DOS

Le dos est une partie du corps particulièrement sujette aux raideurs.



Vous pouvez ressentir une difficulté de mobilité à cause d'un mouvement brusque, d'une mauvaise posture, d'un muscle tendu...

Pour soulager votre dos et lui offrir un vrai massage bienfaisant, stimulez avec ACUPOINT 36 les zones définies sur la photo ci-contre.

*Uniquement en cas de symptômes occasionnels
ACUPOINT 36 n'est pas un traitement médical*

COUDES

A l'origine de la douleur : un muscle tendu, un exercice intensif...



Effectuez des mouvements circulaires avec votre ACUPOINT 36 sur les régions dessinées ci-après.

le plus efficace pour soulager les douleurs aux coudes.



EPAULES

A l'origine de la douleur : un muscle tendu, un exercice intensif...

Effectuez des mouvements circulaires avec votre ACUPOINT 36 pour stimuler les points dessinés sur les photos ci-dessous, tout en respectant les conditions notées dans la partie "précautions d'emploi".



Les muscles de votre nuque se détendent en quelques secondes et après quelques minutes d'application d'Acupoint 36 vos douleurs à l'épaule disparaissent progressivement.

GENOUX

A l'origine de la douleur : un muscle tendu, un exercice intensif...

Effectuez des mouvements circulaires avec votre ACUPOINT 36 pour stimuler les points dessinés sur les photos ci-contre, tout en respectant les conditions notées dans la partie "précautions d'emploi".



Tensions, raideurs, rhumatismes, nos genoux sont souvent soumis à rude épreuve. En quelques secondes, Acupoint 36 vous soulage efficacement.

MANUEL D'UTILISATION

ACUPOINT 36

L'ACUPUNCTEUR SANS AIGUILLE

36
ÉLECTRODES
DORÉES À
L'OR FIN



Diminuez :

- les raideurs musculaires
- les contractures
- les courbatures

Augmentez :

- la sensation de bien-être
- la vitalité



ACUPOINT 36
Testé et approuvé

36
ÉLECTRODES
DORÉES A
L'OR FIN

INTRODUCTION



L'**ACUPOINT 36** est une grande innovation pour apaiser les raideurs et les tensions musculaires. Il est très facile à utiliser sur soi-même (d'une seule main).

Il fonctionne avec pile. Grâce à la stimulation des zones sensibles, **il soulage vos tensions musculaires et vous permet de retrouver un véritable bien-être.** Cette stimulation

a également pour effet de revitaliser et redonner son énergie à tout votre corps.

L'**ACUPOINT 36** peut vous accompagner en tout lieu, à tout moment. Il peut être utilisé à la maison, au bureau ou en vacances.

PRECAUTION D'EMPLOI

Ne pas appliquer l'appareil près de blessures, plaies, lésions ou éruptions. Ne pas utiliser si vous avez des problèmes cardiaques ou coronariens. Si vous souffrez d'une thrombose quelconque ou si vous êtes enceinte. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin. Vous trouverez dans les pages suivantes des recommandations spécifiques détaillées pour une utilisation optimale de l'Acupoint 36.

Note : cet appareil doit être tenu hors de portée des enfants.

Comment agit ACUPOINT 36 ?

L'**ACUPOINT 36** agit par légères impulsions électriques grâce à ses 36 pointes plaquées or.

Ces impulsions agissent sur les muscles contractés et les articulations douloureuses pour apporter rapidement un état de soulagement et de détente.



Les zones sensibles (dos, nuque, jambes, bras...) sont massées en douceur grâce aux 36 pointes dorées à l'or fin de l'Acupoint 36 et retrouvent ainsi souplesse, confort et vitalité. Un bien-être pour l'ensemble de votre corps !

Comment fonctionne ACUPOINT 36 ?

L'**ACUPOINT 36** possède un mécanisme unique (le "Bio feedback") capable de localiser automatiquement et avec précision le point précis d'acupuncture à



stimuler. En appliquant tout simplement **ACUPOINT 36** sur la zone des raideurs, l'appareil identifie lui-même le point à stimuler et l'utilisateur n'aura plus qu'à régler le degré d'intensité de la stimulation électronique ainsi que la durée.

Comment utiliser ACUPOINT 36 ?

Placez l'**ACUPOINT 36** sur la zone raidie et commencez la séance en respectant la procédure suivante :

1

Mettez l'appareil en marche en tournant la molette située sur le côté de l'appareil.



2




Sélectionnez d'abord le plus faible degré d'intensité grâce à la mollette (située sur le côté de l'appareil) tout en tenant l'**ACUPOINT 36** dans la main.

3

Placez l'**ACUPOINT 36** sur la zone sensible du corps (en évitant les régions évoquées plus haut) et stimuler cette partie du corps en effectuant de légers mouvements circulaires.

4

Choisissez ensuite le degré d'intensité qui vous convient en tournant la mollette



de l'appareil jusqu'à ce que vous ressentiez un picotement. Cette sensation

doit être agréable. Elle vous indique que vous avez atteint le degré correct d'intensité. Vous pouvez modifier ce degré d'intensité durant la séance, pour en augmenter les effets.

5


Stimulez la région choisie en effectuant, de préférence, de légers mouvements circulaires sur la peau durant 3 à 7 minutes (ou davantage si vous le désirez). Ne



pressez pas trop fort l'**ACUPOINT 36** sur la peau car cela pourrait entraîner une irritation.

6

En utilisant Acupoint 36 dès l'apparition des premières douleurs, une séance suffira à



vous soulager et à vous redonner souplesse et vitalité. Si vos douleurs sont plutôt

chroniques, vous obtiendrez de meilleurs résultats après plusieurs séances. Vous pourrez ensuite les espacer progressivement.

REMARQUE : Une légère rougeur peut apparaître durant ou après la séance mais elle disparaîtra rapidement.